



LET OP!

BELANGRIJKE INSTRUCTIES BIJ UW AED

1. Activeer uw AED direct!

- Trek de groene plastic strook uit de AED
- De AED gaat nu een zelftest uitvoeren
- Druk hierbij **niet** op groene knop
- Druk op de oranje knop wanneer deze knippert
- De zelftest van de AED duurt ongeveer 1 minuut
- Wanneer de AED '*klaar voor gebruik*' zegt kunt u de AED opbergen in de draagtas. Het groene lampje aan de voorzijde van de AED ziet u knipperen door het kijkvenster van de tas
- Bevestig de snelle interventiekit (het zwarte tasje) aan de AED

2. Waarschuw uw medegebruikers dat zij nimmer zomaar de gesealde verpakking van de elektrode-cassette mogen openen. De elektroden zullen hierdoor hun kleefkracht verliezen.



De elektrode-cassette aan de voorzijde van de AED is luchtdicht verpakt. Deze mag niet eerder worden geopend dan bij inzet van de AED. Na opening zijn de elektroden niet meer bruikbaar en moeten altijd vervangen worden.